

SEGGIOLINI BQE

OTTIMIZZANO LA POSTURA E IL BENESSERE AL LAVORO





DYNAMIC



I MODELLI CON SEDUTA INCLINABILE MANUALMENTE



I MODELLI CON SEDUTA FISSA



MICROSCOPIA, LABORATORIO E UFFICIO

**OTTIMIZZA LA
POSTURA,
GODITI IL TUO
LAVORO**

**Scopri la linea di
seggolini posturali BQE**

MOVIMENTO AUTOMATICO - IL DYNAMIC



BQE | Back Quality Ergonomics

MOVIMENTO AUTOMATICO DYNAMIC

Il seggiolino posturale DYNAMIC che inclina la seduta al posto della tua schiena!

Un movimento automatico permette di avvicinarti al paziente, ottimizzando la posizione di lavoro e prevenendo fastidiosi disturbi a spalla e collo.

In posizione passiva (a colloquio col paziente) il supporto lombare aderisce perfettamente alla schiena, sostenendola.

Massimizza il comfort, migliora la qualità del tuo lavoro e previene e riduce errati schemi posturali e dolori dovuti ad una postura errata.




Taratura del meccanismo personalizzata

Il funzionamento di DYNAMIC nasce da un brevetto che permette di regolare la forza del movimento della seduta in relazione al peso e all'altezza del medico odontoiatra che utilizza il seggiolino.

Una prima regolazione viene fatta dal produttore al momento dell'ordine. Inoltre è possibile poi aumentare o diminuire la spinta con una semplice manopola sotto la seduta.

Anche la spinta lombare può essere aumentata o diminuita in modo semplice e pratico, rendendo il seggiolino veramente personalizzato in base alle esigenze dell'operatore.



Taratura del meccanismo personalizzata

- SEDUTA INCLINABILE AUTOMATICAMENTE
 - SCHIENALE INCLINABILE AUTOMATICAMENTE
 - SUPPORTO LOMBARE
 - LA SEDUTA OTTIMIZZA LA CIRCOLAZIONE NELLE GAMBE
 - OTTIMIZZA LA POSTURA DI LAVORO
 - MIGLIORA IL COMFORT DURANTE IL LAVORO
 - DESIGN ELEGANTE
 - MECCANISMO TARATO SU PESO E ALTEZZA DELL'OPERATORE
-
- SEDUTA TRIANGOLARE
 - 40 COLORI DISPONIBILI
 - 3 PISTONI DISPONIBILI
 - RAZZA E PISTONE IN ACCIAIO CROMATO



SEDUTA ATTIVA OPERANDO SU PAZIENTE

SEDUTA PASSIVA A RIPOSO

