

SONOSURGERY®

Manipolo pneumatico, con potenza di lavoro regolabile mediante apposita ghiera, completo di speciale chiavetta dinamometrica.

Il manipolo è stato progettato appositamente per le procedure di chirurgia ossea mediante gli speciali inserti sonici Komet®.

Pressione d'aria raccomandata: 2,8 ÷ 3,6 bar.

Frequenza di lavoro: 5000 ÷ 6500 Hz.

Lubrificazione mediante l'olio lubrificante SO2000.

Manipolo, chiavetta, inserti e raccordo rapido termodisinfezzabili e sterilizzabili in autoclave fino a 134 °C / 2 bar.



Manipolo **SONOSURGERY®** (completo di chiavetta)
REF 234.52



SET INTRO Komet®:

Inserti chirurgici SFS101, SFS102, SFS105, SFS109



Manipolo **SONOSURGERY®**
(completo di chiavetta + SET INTRO Komet®)
REF 234.52.04



Raccordo rapido **SONOSURGERY® STERIL**
REF 316.40.08

