

# Il meglio diventa ancora migliore!

Da circa un decennio, il Microlaser NV ha fissato degli standard per la convenienza, portabilità e facilità di utilizzo fra tutti i laser a diodi odontoiatrici per i tessuti molli. Il MicroLaser NV PRO di ultima generazione, continua questa pluripremiata tradizione. Ottimizzato per tutte le vostre esigenze per le operazioni parodontali, restaurative e ortodontiche. Quest'ultima versione del Laser senza fili per i tessuti molli, consente di ottenere tutti i benefici del laser odontoiatrico per ogni paziente, ed inoltre incrementa la praticità dell' utilizzo nei vari settori.



Dimensione reale!

## Specifiche tecniche

- Peso: 53 grammi
- Potenza: 2 Watt
- Lunghezza d'onda: 808 nm
- Cordless
- Wireless
- Puntali monouso 400 Micron
- h 5mm, 7mm



Comodo e leggero, estremamente trasportabile, SOLO 53GR!



12 programmi preimpostati per tutte le vostre esigenze parodontiche, restaurative e ortodontiche



N. 2 batterie, che forniscono ottime fonti di alimentazione



Raccordi monouso - dimensioni chirurgiche e perio disponibili



Il caricabatterie base a basso consumo memorizza l'unità laser e carica fino a tre batterie contemporaneamente



Modello wireless che consente un'efficace praticità nell'operato



Continua la tradizione di premi



Supporto dedicato dai rappresentanti di DenMat



Programma di addestramento on-line personalizzabile one-of-a-kind. Corsi disponibili a portata di mano!



\*The NV Microlaser has won top awards from highly respected organizations in the dental and medical industries.

