

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**



I Vostri strumenti in gran forma



assistina

Una manutenzione perfetta allunga la vita degli strumenti



Vantaggi dell'uso di Assistina plus

Con la lubrificazione con rotazione automatica l'olio viene distribuito in modo ottimale formando una pellicola uniforme. Le impurità vengono staccate e spurgate. La durata degli strumenti cresce. I costi di assistenza e riparazione si riducono.

Altri punti a favore

Grazie al dosaggio automatico viene immessa solo la quantità di olio effettivamente necessaria – né più né meno. Si riduce il consumo di olio e si evita la colatura di olio dagli strumenti.

Perfetto nell'Assistina: W&H Service Oil F1

W&H Service Oil F1 è un prodotto della ricerca W&H ed assicura la lubrificazione ottimale di tutti gli strumenti dinamici W&H.

Premi il pulsante: Assistina fa da sè

Premendo il pulsante il ciclo di manutenzione inizia e procede automaticamente – lubrificazione con rotazione, detersione interna dei canali dello spray, spurgo con aria compressa. Semplice, comodo e sicuro. Dopo soli 35 secondi lo strumento è spurgato e lubrificato perfettamente.

Assistina 301 plus è un apparecchio ad azionamento pneumatico per

- › Manipoli e contrangolo
- › Turbine (ad eccezione delle turbine con cuscinetti ad aria)
- › Micromotori ad aria
- › Scaler con azionamento ad aria

Vantaggi di un sistema di manutenzione a ciclo automatico

- › Detersione e lubrificazione delle parti interne con Service-Oil
- › Detersione dei canali dello spray e dell'aria con liquido detergente
- › Spurgo con aria compressa

Otturazione dei canali dello spray a causa di depositi calcarei – superata!

Assistina deterge i canali dello spray con la soluzione detergente (a base di alcool) e li asciuga con aria compressa.

Un lavoro pulito

Assistina non solo pulisce, ma lavora in modo pulito. Con l'azionamento ad aria compressa propellenti, solventi e contenitori sono superflui. E inoltre l'aria viene filtrata prima di essere reimpressa nell'ambiente.



01

Inserire lo strumento, chiudere la cupola.



02

Premere il pulsante. Il programma automatico si avvia.



03

Dopo 35 secondi togliere lo strumento perfettamente spurgato e lubrificato.

Dati tecnici

Sistema di adattatori Assistina



Tipo:	Assistina 301 plus
Durata ciclo:	ca. 35 sec.
Capacità serbatoio Service-Oil:	250 ml, per ca. 3.500 cicli
Capacità serbatoio soluzione detergente:	250 ml, per ca. 2.500 cicli
Allacciamento:	Attacco rapido aria compressa per tubo Ø 6 x 4 mm, di fabbrica filettatura interna R 1/8"
Aria compressa:	4-10 bar pressione di flusso (regolazione automatica della pressione)
Consumo aria:	ca. 60 l/min.
Altezza/larghezza/profondità:	223 x 190 x 415 mm
Peso:	2,70 kg

	Collegamento diretto	Adattatore base* per attacco fisso 4 vie	Adattatore** supplementare
Manipoli e contrangolo			
Con attacco ISO	●		
Contrangolo con testine rimovibili			●
Sirona T1			●
Sistema di serraggio FG (W&H, Sirona)			●
Contrangolo NSK con testine rimovibili			●
Turbine, scaler e micromotori ad aria			
W&H con raccordo rapido Roto Quick		●	●
Altri con raccordo rapido		●	Raccordo rapido con attacco fisso 4 vie dei singoli produttori
Altri con attacco fisso a 4 vie (con o senza luce)		●	
Altri con attacco fisso Borden 2(3) vie		●	●
Sirona TS2 e TM1		●	●
Adattatore per sistema Multiflex®***		●	●
NSK con attacco fisso 4 vie			●
NSK con attacco fisso 2(3) vie			●

* in dotazione ** opzionale *** Multiflex® è marchio registrato della Firma Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania
Per informazioni sui diversi adattatori Assistina consultare wh.com. Assistina è disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia.

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italia**
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com