

L'evoluzione della polimerizzazione con la nuova lampada iLED MAX

iLED MAX

NOVITÀ

€ 160,00

Codice prodotto

677/00

678/00

Più intensità

Grazie alla sua intensità massima di 2300 mW/cm^2 , iLED MAX polimerizza la resina da 2 mm in 1 secondo

Più frequenza

Con un ampio spettro di 385 nm – 515 nm, iLED MAX polimerizza tutte le tipologie di compositi

Più efficacia

iLED MAX presenta una nuova dimensione della fibra ottica (con un'apertura di 10mm) che assicura una migliore copertura del dente.



- ✓ **Polimerizzazione a 360°**
- ✓ **Polimerizzazione in 1 sec.**
- ✓ **Design ergonomico**
- ✓ **Testina in metallo**

Due modalità di emissione:

Normale	Costante fino a 1.200 mW/cm^2
Turbo	Costante fino a 2.300 mW/cm^2
Frequenza ampliata	Da 385 a 515 nm
Tempo di ricarica	90 min