

Turbina economica con singolo spray e connessione fissa. Progettata per i duri lavori giornalieri, la turbina è leggera, facile da pulire e dispone di una coppia di torsione estremamente elevata. La lubrificazione della turbina può essere effettuata con l'olio lubrificante SO2000 o con qualsiasi altro olio per manipoli dentali. La turbina dispone di una valvola di non-ritorno per l'acqua spray ed è disponibile con connessione standard 3-vie o 4-vie.



SO2000 Olio lubrificante



DATI TECNICI

	BRAVIA®XL	BRAVIA®L	MICRA®L	THALIA®
Riferimento:	REF 162.02.01 / 163.02	REF 162.02	REF 194.02	REF 186.30/186.40
Connessione:	compatibile KaVo MULTiflex®	compatibile KaVo MULTiflex®	compatibile KaVo MULTiflex®	3-vie / 4-vie
Velocità di rotazione:	365000 giri/min.	365000 giri/min.	390000 giri/min.	365000 giri/min.
Pressione aria:	2,8 ± 0,2 bar	2,8 ± 0,2 bar	2,8 ± 0,2 bar	2,6 ± 0,2 bar
Massimo consumo aria:	53 NI/min	53 NI/min	53 NI/min	55 NI/min
Tipo di spray:	4 getti	3 getti	1 getto	1 getto
Tipo di fresa:	con diametro del gambo di Ø 1,60 mm (Tipo 3) secondo ISO 1797-1, e lunghezza massima 25 mm (Codice 4, 5, 6) secondo ISO 6360-1	con diametro del gambo di Ø 1,60 mm (Tipo 3) secondo ISO 1797-1, e lunghezza massima 25 mm (Codice 4, 5, 6) secondo ISO 6360-1	con diametro del gambo di Ø 1,60 mm (Tipo 3) secondo ISO 1797-1, e lunghezza massima 21 mm (Codice 4, 5) secondo ISO 6360-1	con diametro del gambo di Ø 1,60 mm (Tipo 3) secondo ISO 1797-1, e lunghezza massima 25 mm (Codice 4, 5, 6) secondo ISO 6360-1
Dimensione testa:	ø 12,6 mm	ø 12,6 mm	ø 10,3 mm	ø 12,6 mm
Massima Potenza:	22 W	22 W	17 W	23 W
Lubrificazione:	mediante grasso LubriONCE® o olio lubrificante SO2000	mediante grasso LubriONCE® o olio lubrificante SO2000	mediante grasso LubriONCE® o olio lubrificante SO2000	olio lubrificante SO2000
Sterilizzazione:	in autoclave a 134 °C/2 bar	in autoclave a 134 °C/2 bar	in autoclave a 134 °C/2 bar	in autoclave a 134 °C/2 bar
Termodisinfazione:	sì	sì	sì	sì
Massimo livello rumore:	58 dBA	60 dBA	62 dBA	66 dBA
Peso:	39 g.	45 g.	44 g.	52 g.
Conformità:	EN ISO 14457, CEI EN 60601-1, ISO 9168, Direttive Europee 93/42/CEE (Classe IIa) e 2007/47/CE.			
Garanzia:	1 anno (2 anni per REF 163.02)	1 anno	1 anno	1 anno

	GYROFLEX®L	GYROFLEX®LED
Riferimento:	REF 316.60	REF 316.62 / REF 316.62.09
Sorgente di luce:	lampadina alogena	LED bianco ad alta luminosità
Alimentazione:	3,5 ± 0,2 V	3,5 ± 0,2 Vdc
Luminosità di uscita:	>25.000 lux	>25.000 lux
Conformità:	CEI EN 60601-1, ISO 9168	
Garanzia:	1 anno	1 anno

	BRAVIA®XLN	BRAVIA®LN	BRAVIA®XLS	BRAVIA®LS
Riferimento:	REF 162.04.01	REF 162.04	REF 162.06.01	REF 162.06
Connessione:	compatibile NSK PTL-CL	compatibile NSK PTL-CL	compatibile Sirona	compatibile Sirona

	BRAVIA®XLB	BRAVIA®LB
Riferimento:	REF 162.08.01	REF 162.08
Connessione:	compatibile Bien-Air Unifix®	compatibile Bien-Air Unifix®

Unifix® è un marchio registrato da Bien-Air Dental SA, Svizzera.

TURBINE / Cat.092IT/2019



- BRAVIA®XL**
- BRAVIA®L**
- MICRA®L**
- GYROFLEX®LED**
- THALIA®**



UNI CEI EN ISO 13485



0051

