

Synea Fusion:

Turbine Synea per la massima efficienza



Comfort senza compromessi ed eccezionale potenza uniti a un'efficienza straordinaria: vi invitiamo a scoprire i vantaggi della nuova linea Synea Fusion!

Ulteriori vantaggi a colpo d'occhio

- › Ergonomia ottimale
- › Peso ridotto
- › Silenziosità elevata
- › Funzionamento silenzioso
- › Cuscinetti a sfera in ceramica
- › Sistema di igiene
- › Lunga durata
- › Qualità austriaca
- › Termodisinfettabile e sterilizzabile



Raffreddamento ottimale su quattro lati

Raffreddamento costante e pulizia ottimale dell'area da trattare grazie al quadruplo spray.



Esperienza LED +

Illuminazione potente con resa cromatica naturale e posizionamento ottimale del LED.



A voi la scelta

Scegliete fra due diverse dimensioni delle testine e decidete quale innesto utilizzare in base al raccordo. Con Roto Quick di W&H potete usufruire della migliore illuminazione LED+ disponibile e di una pratica rotazione a 360°.

Synea Fusion:

Dati tecnici



Modello:	TG-97 L / TG-97 L RM / TG-97 LM / TG-97 L N / TG-97	TG-98 L / TG-98 L RM / TG-98 LM / TG-98 L N / TG-98
Luce:	LED+ / LED+ / Asta di vetro compatta / Asta di vetro compatta / -	LED+ / LED+ / Asta di vetro compatta / Asta di vetro compatta / -
CRI (versione LED):	> 90	> 90
Temperatura del colore (versione LED):	5.500 K	5.500 K
Flusso luminoso (Lumen):	6,0 / 6,0 / 4,0** / dipende dall'attacco / -	6,0 / 6,0 / 4,0** / dipende dall'attacco / -
Intensità luminosa:	25.000 Lux	25.000 Lux
Raccordo:	1 Roto Quick Attacco RM 2 Multiflex®*** NSK Mach®***	1 Roto Quick Attacco RM 2 Multiflex®*** NSK Mach®***
Dimensioni testina:	Ø 10 mm	Ø 11,5 mm
Altezza testina:	21,1 mm (con fresa 19 mm)	21,4 mm (con fresa 19 mm)
Potenza*:	18 W	21 W
Velocità (min ⁻¹):	390.000	360.000
Strumenti rotanti:	Frese FG conformi a ISO 1797-1, con Ø 1,6 mm	
Diametro parte attiva max:	2 mm	2 mm
Lunghezza max:	21 mm	25 mm
Peso:	40 g / 43g / 68 g / 52 g / 40 g	42 g / 44 g / 70 g / 53 g / 42 g
Pressione di esercizio attacco Roto Quick:	3 ± 0,3 bar	3 ± 0,3 bar
Pressione di esercizio attacco Multiflex®:	da 2,5 a 4 bar	da 2,5 a 4 bar
Spray:	Quadruplo	Quadruplo
Intensità acustica:	59 dB (A)	59 dB (A)

* Il valore della potenza è considerato valido in presenza di una pressione operativa nominale di 3 bar e di una pressione aria di ritorno di 0,2 bar al massimo

** I valori si basano sull'utilizzo di RM-34 LED con alimentazione elettrica a corrente continua.

*** Multiflex® e NSK Mach® sono marchi di terze parti non affiliate a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH



Gli attacchi W&H Roto Quick permettono il funzionamento versatile degli strumenti con LED+, LED e luce alogena

- › Click and Pull
- › Valvola antiritorno
- › Regolazione continua dell'alimentazione d'acqua per lo spray
- › Sterilizzabile
- › 24 mesi di garanzia



Raccordo W&H RM-34 LED per attacco Multiflex®***

- › Funzionamento del LED senza regolazione necessaria dell'unità dentale
- › Maggiore durata del LED
- › Regolazione continua dell'alimentazione d'acqua per lo spray
- › Valvola antiritorno
- › 24 mesi di garanzia