

## MICROMOTORI MC2

MC2 è il micromotore elettrico più diffuso al mondo. Apprezzato e consigliato per affidabilità e resistenza, dà prova di eccellenza da numerosi anni. Con una velocità di rotazione da 60 a 40.000 rpm, perfettamente azionato dal comando a microprocessore PLMP 021, offre prestazioni eccellenti.

Il micromotore MC2: progetto e fabbricazione Swiss Made ad un prezzo allettante. Ora anche in versione Micro-Series ad attacco corto con luce LED a intensità regolabile.

Disponibile inoltre come set upgrade per il vostro vecchio MC2 Isolite 300.



### MICRO-SERIES

Bien-Air Micro-Series associa la nuova serie di contrangoli e manipoli compatti Bien-Air alla nuova generazione di micromotori a LED. Più compatti e più leggeri, gli strumenti Micro-Series offrono presa ed equilibrio eccezionali.



### QUALITY LED

Bien-Air definisce nuovi standard nel campo dell'illuminazione a LED. Intensità regolabile da 0 a 38.000 lux, luce perfettamente bianca e naturale, durata decuplicata rispetto ad una lampadina tradizionale, esente da surriscaldamento.



### GOLD CONNECT

Bien-Air munisce i suoi strumenti di contatti elettrici placcati oro. Ne consegue un'eccellente conduttività elettrica ed una migliore resistenza all'ossidazione.



### SWISS MADE

Solo le tecniche più sofisticate e i materiali migliori permettono di fabbricare i prodotti migliori. I prodotti Bien-Air sono progettati e fabbricati nel cuore della celebre Watch Valley, in Svizzera. Dopo la fabbricazione i prodotti Bien-Air sono testati individualmente.

## MICROMOTORI MC2 CON LUCE

micro  
SERIES



### MC2

Micromotore con carboncini, 60-40.000 rpm, luce LED, spray integrato, compatibile con connessione tipo E conforme alla norma ISO 3964 e strumenti Micro-Series.

Art. 1600681-001



### Tubo MC2

Disponibile in più versioni e colori. Vedere pagine 141 e 142.