

SEPARATORE LABIALE CON ASPIRAZIONE

Previene la contaminazione crociata



obf
Oral BioFilter



TRAYART srl comunica ai propri Clienti la distribuzione esclusiva per l'Italia di OBF (Oral Bio Filter). Il nuovo dispositivo che aiuta nella prevenzione della contaminazione crociata negli studi.



obf
Oral BioFilter

Per uno studio dentistico più sicuro




Lo sapevate che durante i trattamenti dentali standard, i residui infestati da agenti patogeni vengono rilasciati nell'ambiente del riunito dentale a causa dell'uso dello spray delle turbine, dei contrangoli, dei manipoli e degli ultrasuoni?

Questi agenti patogeni rimangono nell'aria del riunito dentale per un massimo di 2 ore e, inoltre, non vengono filtrati dalle maschere convenzionali e finiscono per contaminare tutto ciò che si trova sul loro percorso fino a 3m³ quando alla fine si depositano.

Oral BioFilter, obf, è un sistema di separazione delle labbra che si collega all'aspirazione della poltrona da lavoro stessa, migliorando l'ambiente, la sicurezza e l'igiene delle persone che si trovano nel riunito dello studio odontoiatrico.

Si tratta di un apribocca collegato al sistema di aspirazione del riunito che **RIDUCE AL MINIMO LA CONTAMINAZIONE CROCIATA** in studi odontoiatrici attraverso l'assorbimento di micro-gocce di Flügge prima di uscire dal cavo orale del paziente.



Facilita l'**ACCESSO ALLA CAVITÀ ORALE** senza ostacoli. Ha la **FUNZIONALITÀ** di base di un retrattore labiale che insieme all'apertura della bocca **AUMENTA LA SICUREZZA** rendendo difficile per il paziente, indipendentemente dall'azione riflessa, chiudere spontaneamente la bocca.



Oral BioFilter

VANTAGGI

- **RIDUCE AL MINIMO LA CONTAMINAZIONE CROCIATA**
- **MIGLIORE ACCESSIBILITÀ**
- **MAGGIORE SICUREZZA**
- **MAGGIORE COMFORT**
- **PIÙ IGIENICO**
- **ERGONOMICO**

Il sistema Oral BioFilter, è approvato e riconosciuto dall'agenzia aerospaziale e ha vinto premi internazionali per la funzionalità e lo sviluppo:

ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre).
EIT Programa HeadStart (European Institute of Technology Health).
Premio A Tu Salud 2018 Premio per l'innovazione tecnologica dentale.

TRAYART ringrazia per la preziosa collaborazione il Dr. Roberto Carazzato



Per maggiori informazioni:



Referente Commerciale Nord Italia:

Dario Assi
Email: dario.assi@trayart.it
Telefono: +39 3477475966



Referente Commerciale Centro Italia:

Angelo Montella
Email: angelo.montella@trayart.it
Telefono: +39 3921704483




Referente Commerciale Sud Italia:

Mario Bellina
Email: mario.bellina@trayart.it
Telefono: +39 3485423660



Referente Amministrativo:

Enrico Faccio
Email: info@trayart.it
Telefono: +39 3404746710



Referente Logistica:

Giovanni Crivellaro
Email: giovanni@trayart.it
Telefono: +39 0425546515

