

# swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION




Guadagna tempo e denaro.  
**SCOPRI COME**

[www.swident.it](http://www.swident.it)

TEMPO & DENARO

# CON SWIDENT GUADAGNI TEMPO E DENARO



## PERCHÈ L'ERGONOMIA DI SWIDENT TI FA GUADAGNARE TEMPO

### COMFORT E SICUREZZA SENZA PARAGONI:

Con i riuniti Swident, il tuo benessere viene prima di tutto. Il design ergonomico è studiato per offrirti il massimo comfort, riducendo lo stress fisico e garantendo una postura ottimale durante il lavoro. Lavori meglio, vivi meglio, con la sicurezza di proteggere la tua salute ogni giorno.

### EFFICIENZA SU MISURA PER TE:

Con la tecnologia intuitiva di Swident, tutto è dove serve: a portata di mano, facile da usare, semplice da gestire. Ogni dettaglio è progettato per ottimizzare il tuo lavoro, migliorando l'interazione tra te e il tuo strumento. Perché con Swident, l'efficienza diventa il tuo punto di forza.

### SALUTE E SUCCESSO A LUNGO TERMINE:

Con i riuniti Swident, metti la tua salute al primo posto senza rinunciare alle performance. Ogni dettaglio è studiato per ridurre i rischi della tua professione, offrendo il massimo comfort e protezione. Lavora con Swident, per una carriera lunga, sana e di successo.

## PERCHÈ LA QUALITÀ DI SWIDENT TI FA GUADAGNARE DENARO

### AFFIDABILITÀ SENZA COMPROMESSI:

Con i nostri prodotti hai 3 anni di garanzia, ma la vera garanzia è la tua tranquillità. Dimentica assistenza tecnica e ricambi: zero fermi macchina, massima produttività. Scegli la sicurezza di chi non ti lascia mai a piedi!

### DURATA SENZA RIVALI:

I nostri riuniti sono il partner su cui puoi sempre contare. Progettati per garantire prestazioni eccellenti nel tempo, uniscono cura maniacale dei dettagli e tecnologia all'avanguardia. Con noi, scegli uno strumento che lavora al tuo fianco per anni, senza compromessi e senza sorprese.

### IL VERO VALORE DEL TUO INVESTIMENTO:

Con un riunito Swident, non acquisti solo un prodotto, ma la certezza di un investimento che mantiene il suo valore nel tempo. Affidati a chi garantisce affidabilità e qualità, per un successo che dura anni.

MENO COSTI, MENO STRESS, PIÙ VALORE



# XWELL

## l'unica poltrona multidisciplinare per l'healthcare



**XWELL DEN**  
PER TRATTAMENTI  
DI ODONTOIATRIA



**XWELL AES**  
PER PROCEDURE  
MEDICO/ESTETICHE



**XWELL OS**  
PER INTERVENTI DI  
CHIRURGIA ORALE



### ERGONOMIA E COMFORT

Per il paziente ma anche per il medico, che può lavorare in posizione eretta o seduta secondo le proprie esigenze.



### FUNZIONALITÀ E DESIGN

Una gamma di poltrone adatte alle diverse esigenze chirurgiche. Consente di sdraiare il paziente in posizione supina o prona. Capacità di sollevamento 300 kg.



### IGIENE

Tutte le imbottiture sono facilmente rimovibili per agevolare l'igienizzazione delle stesse.



### MADE IN ITALY


Progettato e realizzato da un'azienda italiana che ha una particolare e riconosciuta attenzione al design e alla qualità dei materiali di finitura.

# P R O M O ESPRESSO

IL NUOVO RIUNITO  
PRONTO PER IL TUO STUDIO!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),  
CON I 2 COLORI



PAGAMENTO "EASY BUY"  
CON NOLEGGIO OPERATIVO,  
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA  
2 ANNI!



SCARICA  
LA SCHEDA TECNICA

VALORE RIUNITO € 16.000

PREZZO PROMO € 8.880

60 CANONI MENSILI A SOLI € 188

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.  
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI  
LE CONDIZIONI AD [info@swident.it](mailto:info@swident.it)  
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/07/2025

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica



**FRIEND  
UP**

**NOVITÀ** LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

**SIRINGA**

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE COMMERCIALE  
**€ 650**  
OMAGGIO

**MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR**

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made  
GARANZIA 3 ANNI  
VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO **Bien Air**

**TURBINA**

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 495**  
OMAGGIO

**COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)**

**ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**

# P R O M O HYGENIST

IL TUO NUOVO RIUNITO  
PER LO STUDIO  
DI PROFILASSI!

PREZZO IRRIPETIBILE

CONSEGNA RAPIDA (10 GG),  
CON I 2 COLORI



PAGAMENTO "EASY BUY"  
CON NOLEGGIO OPERATIVO,  
PAGHI DOPO 3 MESI

AFFIDABILITÀ GARANTITA  
2 ANNI!



SCARICA  
LA SCHEDA TECNICA

VALORE RIUNITO € 16.000

PREZZO PROMO € 8.880

60 CANONI MENSILI A SOLI € 188

TRASPORTO, MONTAGGIO E IVA ESCLUSI.  
PER IL NOLEGGIO OPERATIVO, RICHIEDI  
LE CONDIZIONI AD [info@swident.it](mailto:info@swident.it)  
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/07/2025

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica



**FRIEND  
UP**

**NOVITÀ** LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spengimento touchless, touchpad e accensione/spengimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

**SIRINGA**

Modulo siringa completo di siringa Minimate realizzata con materiali di qualità dal design pulito e minimale. Leggera, maneggevole e disegnata con linee ergonomiche, è facile e piacevole da utilizzare.



Sleeve e punta possono essere rimossi, rendendo facile la sterilizzazione in autoclave a 134 °C

VALORE COMMERCIALE  
**€ 650**  
OMAGGIO

**MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR**

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made  
GARANZIA 3 ANNI  
VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO

**ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

**COMPLETA IL TUO RIUNITO (PACK IN OPZIONE)**



**TURBINA**

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE € 495  
PREZZO PROMO € 315

# PROMO SMART

## Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

## Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.

## Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

## Poltrona AG045WP

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

## Pedaliera Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

## Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

**PARTNER**

### NOVITÀ LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### TURBINA

Modulo turbina a fibre ottiche idoneo per il funzionamento di turbine e sbiancatori a polvere e, specificandolo al momento dell'ordine, può supportare anche il funzionamento di micromotori e ablatori ad aria.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 495**  
OMAGGIO

### MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%



Swiss Made  
GARANZIA  
3 ANNI

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO



### ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO



VALORE RIUNITO € 22.600

PREZZO PROMO € 11.300

72 CANONI MENSILI A SOLI € 203

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

# PROMO PREMIUM

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

## Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

## Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante SW-H.

## Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

## Poltrona AG04SWP

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

## Pedali Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

## Lampada a led EOS

- Intensità luminosa da 10000 a 35000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE RIUNITO € 26.600

PREZZO PROMO € 13.300

72 CANONI MENSILI A SOLI € 239

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.



**PARTNER**

### IMBOTTITURA CHIRURGICA

Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### NOVITA' LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10000 a 35000 lux
- Temperatura colore 5000° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

### MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

Swiss Made **3 ANNI** GARANZIA  
VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
OMAGGIO **Bien Air**

### SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 400**  
OMAGGIO

### LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE  
**€ 700**  
OMAGGIO

# PROMO PRESTIGE

## Consolle Odontoiatra

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.
- Touch screen capacitivo per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

## Strumentazione

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 Bien Air, dotato di luce LED regolabile
- Ablatore SW Led P-E
- Lampada fotopolimerizzante SW-H

## Consolle assistente

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## Gruppo idrico

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

## Poltrona AG04-EVO

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

## Pedaliera Wireless Multifunzione

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

## Lampada scialitica a led SW Maia

- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
- Temperatura colore 5000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione intensità luminosa
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.

VALORE RIUNITO € 28.960

PREZZO PROMO € 14.480

72 CANONI MENSILI A SOLI € 261

Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione nella scheda tecnica

## SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 400**  
OMAGGIO

## LAMPADA A LED SW MAIA

- La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
  - Temperatura colore 5.000° K.
  - Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
  - Rotazione su 2 assi.
  - Regolazione dell'intensità luminosa.
  - Con parabola riflettente.
  - Maniglie smontabili e autoclavabili.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.000**  
OMAGGIO

## ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

## MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

- Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm
- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
  - Potenza elevata con coppia costante
  - Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
  - Non richiede manutenzione
  - In acciaio resistente agli urti
  - Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.890**  
OMAGGIO

 Swiss Made  
**GARANZIA 3 ANNI**

## SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE MX2 PLUS

**MX2**

PLUS



**Bien Air**



## LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE  
**€ 700**  
OMAGGIO



**PARTNER**  
**EVO TOUCH**

NOVITÀ  
CONSOLE TOUCH



## SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 400**  
OMAGGIO



## LAMPADA A LED SW MAIA

- La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
  - Temperatura colore 5.000° K.
  - Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
  - Rotazione su 2 assi.
  - Regolazione dell'intensità luminosa.
  - Con parabola riflettente.
  - Maniglie smontabili e autoclavabili.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.000**  
OMAGGIO

## ABLATORE SW LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
OMAGGIO

## MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

- Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm
- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
  - Potenza elevata con coppia costante
  - Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
  - Non richiede manutenzione
  - In acciaio resistente agli urti
  - Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.890**  
OMAGGIO

 Swiss Made  
**GARANZIA 3 ANNI**

## SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE MX2 PLUS

**MX2**

PLUS



**Bien Air**



## LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm2 e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE  
**€ 700**  
OMAGGIO



**PARTNER**  
**EVO TOUCH**

NOVITÀ  
CONSOLE TOUCH



# SGABELLI SWIDENT:

## COMFORT ED ERGONOMIA PER UNA POSTURA PERFETTA

Nel tuo lavoro, ogni dettaglio conta, e la postura è fondamentale per il benessere quotidiano.

Gli sgabelli Swident sono progettati per offrirti il massimo comfort, garantendo al tempo stesso una posizione corretta e naturale durante ogni trattamento. Con un design innovativo ed elegante, questi sgabelli uniscono funzionalità, libertà di movimento e supporto ergonomico, aiutandoti a lavorare meglio e senza affaticarti.

Affidati alla qualità Swident: perché stare bene mentre lavori fa la differenza!

### HARLEY



Permette di bilanciare perfettamente il peso sulla spina dorsale e di assumere la posizione che riduce al minimo lo stress per legamenti e giunture.

### SYNCRO T5



Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

### ASSIST



Il sedile rotondo e lo schienale bracciolo semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

PREZZO CATALOGO € ~~735~~

**PREZZO FINALE € 490\***

PREZZO CATALOGO € ~~945~~

**PREZZO FINALE € 630\***

PREZZO CATALOGO € ~~840~~

**PREZZO FINALE € 560\***

\*Sgabello configurato senza poggiatesta

\*Sgabello configurato senza poggiatesta

\*Sgabello configurato senza poggiatesta