

# swident

WE SUPPORT YOUR PROFESSION



## L'incastro è perfetto



Scopri

**l'incredibile offerta**

che ti abbiamo riservato!

[www.swident.it](http://www.swident.it)

# Swident. Proprio quello che ti mancava



**AFFIDABILE**

## ... PERCHÉ UN BUON PARTNER NON TI ABBANDONA MAI

Su un riunito Swident puoi contare sempre. Ha un'affidabilità svizzera che ti mette al riparo da ogni sorpresa. Ha un'anima italiana che significa qualità, collaudi attenti, cura per il dettaglio. Per questo lavorare con Swident è un piacere: niente fermi macchina, nessun bisogno di assistenza, nessun disagio per i tuoi pazienti. Il lavoro scorre fluido quando al tuo fianco c'è un partner di valore.



## ... PER RIDURRE I COSTI, NON LA QUALITÀ

Alte performance non significano alti consumi. I riuniti Swident sono costruiti per ottimizzare i costi attraverso una gestione efficiente dell'operatività quotidiana. Ti permettono di lavorare con semplicità, in modo lineare, aumentando la qualità della tua vita professionale e la redditività del tuo studio.

**EFFICIENTE**



## ... PERCHÉ SEMPLICE È BELLO

Quella di Swident è una tecnologia amica. Facile, intuitiva, pensata per le persone che la usano. Basta un attimo per attivare i comandi, regolare gli strumenti, scegliere le impostazioni. Senza bisogno di tutorial o istruzioni complicate. È il mondo come dovrebbe essere: click, accendi, lavori.

**INTUITIVO**



Meno costi, meno stress, più valore.  
**Ogni cosa è al suo posto.**

**PROMO SMART**



**WARRANTY EXTENSION**  
**4 2+2**  
 ANNI DI GARANZIA  
**+ € 600**

**PARTNER**

- Console Odontoiatra**
- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
  - Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
  - Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
  - Tastiera a membrana per il controllo di:
    - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
    - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
    - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
    - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
    - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
  - Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
  - Tavoletta portatray su braccio articolato.

- Strumentazione**
- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
  - Modulo per turbina a fibre ottiche.
  - Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
  - Ablatore SW Led P-E.

- Console assistente**
- Doppio braccio articolato.
  - Due canule per aspirazione chirurgica.
  - Alloggiamento per strumento supplementare.
  - Tastiera a membrana per il controllo di:
    - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
    - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
    - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
    - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
  - Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

- Gruppo idrico**
- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
  - Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
  - Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

- Poltrona AG04SWP**
- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
  - 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
  - 4 posizioni programmabili.
  - Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
  - Appoggiatesta con doppia articolazione.
  - Sicurezze antisciacciamento per base e spalliera.
  - Stability Kit.
  - Imbottitura comfort.

- Pedaliera Multifunzione**
- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
  - Attivazione spray e chip air.
  - Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

- Lampada a led EOS**
- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
  - Temperatura colore 4500° K
  - Rotazione su 3 assi
  - Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
  - Maniglie smontabili e autoclavabili

**SCONTO 50%**

**NOVITÀ LAMPADA A LED EOS**

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
 IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



**ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
 IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



**MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR**

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
 IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Swiss Made  
**GARANZIA 3 ANNI**



**swident**  
 C R E D I T

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/04/2023

**A SOLI AL MESE € 193,97\***

**VALORE RIUNITO € 21.980**

**-50% SCONTO**

**PREZZO SCONTATO € 10.990**

**PROMO PREMIUM**

**WARRANTY EXTENSION**  
**4** 2+2  
**ANNI DI GARANZIA**  
**+ € 600**

**PARTNER**

**Consolle Odontoiatra**

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray su braccio articolato.

**Strumentazione**

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante SW-H.

**Consolle assistente**

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

**Gruppo idrico**

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

**Poltrona AG04SWP**

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendeleburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

**Pedaliera Multifunzione**

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

**Lampada a led EOS**

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

**SCONTO 50%**

**IMBOTTITURA CHIRURGICA**  
 Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.150**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H**  
 Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm<sup>2</sup> e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE  
**€ 700**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**NOVITÀ LAMPADA A LED EOS**  
 Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**ABLATORE SW LED P-E**  
 Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR**  
 Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**Swiss Made**  
**3 ANNI**

**SAFESPRAY**  
 Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 400**  
**IN OMAGGIO CON L'OFFERTA**

**swident**  
**C R E D I T**

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

**Promozione valida fino al 30/04/2023**

**A SOLI AL MESE € 229,<sup>27</sup>\***

**VALORE RIUNITO € 25.980**

**-50% SCONTO**

**PREZZO SCONTATO € 12.990**

**PROMO  
PRESTIGE**

**WARRANTY  
EXTENSION**  
**4** 2+2  
ANNI DI  
GARANZIA  
**+ € 600**

**PARTNER  
EVO**

- Consolle Odontoiatra**
- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
  - Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
  - Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
  - Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
  - Touch screen capacitivo per il controllo di:**
    - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
    - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
    - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
    - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
  - Appoggiastumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
  - Tavoletta portatray su braccio articolato.

- Strumentazione**
- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
  - Modulo per turbina a fibre ottiche.
  - Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 Bien Air, dotato di luce LED regolabile.**
  - Ablatore SW Led P-E.
  - Lampada fotopolimerizzante SW-H.

- Consolle assistente**
- Doppio braccio articolato.
  - Due canule per aspirazione chirurgica.
  - Alloggiamento per strumento supplementare.
  - Tastiera a membrana per il controllo di:
    - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
    - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
    - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
    - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
  - Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

- Gruppo idrico**
- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
  - Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
  - Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
  - Safespray.

- Poltrona AG04-EVO**
- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
  - 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
  - 4 posizioni programmabili.
  - Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
  - Appoggiatesta con doppia articolazione.
  - Sicurezza antischiacciamento per base e spalliera.
  - Stability Kit.
  - Imbottitura comfort.

- Pedaliera Wireless Multifunzione**
- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
  - Attivazione spray e chip air.
  - Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
  - Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

- Lampada a led SW Polaris**
- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
  - Temperatura colore regolabile.
  - Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
  - Rotazione su 3 assi.



**LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE SW-H**

Lampada fotopolimerizzante SW-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm<sup>2</sup> e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE  
**€ 700**  
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

**SCONTO  
50%**

**LAMPADA A LED SW POLARIS**

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.000**  
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

**ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE  
**€ 1.400**  
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

**MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR**

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

VALORE COMMERCIALE  
**€ 2.890**  
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Swiss Made  
**GARANZIA 3 ANNI**

**SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE**

**MX2 PLUS**



**Bien Air**



**swident**  
CREDIT

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/04/2023

**A SOLI AL MESE € 255,<sup>57</sup>\***

**VALORE RIUNITO € 28.960**

**-50% SCONTO**

**PREZZO SCONTATO € 14.480**

PROMO  
4.0



WARRANTY  
EXTENSION  
**4** 2+2  
ANNI DI  
GARANZIA  
+ € 600

**PARTNER**

**Console Odontoiatra**

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
  - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

**Strumentazione**

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore SW Led P-E.
- PC integrato SW Medical Device.
- Telecamera intraorale SW.

**Console assistente**

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
  - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
  - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
  - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
  - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

**Gruppo idrico**

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

**Poltrona AG04SWP**

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale).
- 4 posizioni programmabili.
- Trendeleburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

**Pedaliera Multifunzione**

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

**Lampada a led SW Polaris**

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
- Temperatura colore regolabile.
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
- Rotazione su 3 assi.

**Beni strumentali 4.0 (ex iper)**

**SEI UNA SOCIETÀ ODONTOIATRICA?**

Se acquisti un riunito Swident 4.0 interconnesso, esso produrrà un credito d'imposta del 20%, ma solo se ad acquistarlo sarà una società odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale).

I termini di fruibilità del credito d'imposta è di 3 anni.

**Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2023.**

SCONTO  
**50%**  
+  
INCENTIVI  
FISCALI

VALORE RIUNITO € 29.980

**-50% SCONTO**

PREZZO SCONTATO € 14.990

**-20% CREDITO D'IMPOSTA** per srl odontoiatriche

COSTO REALE € 11.992

**PC INTEGRATO SW MEDICAL**

Pc integrato da 18,5" con monitor touchscreen, risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm, processore Intel i5 Dual core, disco rigido SSD 128GB, RAM 8GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentatore 12v separato, Windows 10 Professional, sistema di sterilizzazione LED UVC incorporata.

Certificazione frontale impermeabile IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.

VALORE COMMERCIALE

**€ 3.100**

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

- Completo di mouse e mini tastiera wireless.
- Completo di supporto fisso 120 mm.
- Completo di blocchetto regolabile e cablaggio per PC.

**LAMPADA A LED SW POLARIS**

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE

**€ 2.000**

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



**ABLATORE SW LED P-E**

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE

**€ 1.400**

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

**MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR**

Micromotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%

Swiss Made **GARANZIA 3 ANNI**

VALORE COMMERCIALE

**€ 2.600**

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



**TELECAMERA INTRAORALE SW**

Video camera intraorale digitale usb, sensore Cmos con lenti liquide. Risoluzione VGA, HD e FULL HD. Dal manipo è possibile controllare intensità led, funzione RX, autofocus digitale automatico in continuo/manuale prescatto e gyromouse a due tasti. Programmabile per utilizzo con software di immagini più comuni Driver Twain avanzato



VALORE COMMERCIALE

**€ 1.200**

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

A SOLI AL MESE € 264,<sup>57</sup>\*

**swident**  
C R E D I T

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/04/2023

# Nuova lampada a led EOS:

alta resa cromatica  
ed efficienza luminosa



**EOS** è la scelta ideale per ogni dentista in cerca di una lampada **LED** professionale, una soluzione affidabile, di lunga durata e dalle elevate prestazioni.

## BRILLANTEZZA ECCEZIONALE

Ogni singolo componente della straordinaria lampada **EOS** è stato progettato per creare condizioni di lavoro ottimali; ad esempio, l'illuminazione continua che minimizza le ombre e illumina completamente la cavità orale, riducendo allo stesso tempo l'affaticamento degli occhi. Infine, lo spettro completo dei colori che così risultano fedelmente naturali. La lampada **EOS** è coperta da tre anni di garanzia e progettata per una durata di 20 anni.



uniforme con un effetto "stadio" che riduce al minimo le ombre. Inoltre, la luce sfumata ai bordi del fascio riduce l'affaticamento degli occhi.

### Illuminazione eccezionale:

Grazie ad un indice di resa cromatica (IRC) > 90, simula perfettamente la luce solare e illumina la cavità orale con una luce che riflette i colori in modo accurato, consentendo la diagnosi di tessuti molli e duri.



## COLORI NATURALI

Poter vedere i colori così come sono in natura, significa avere a disposizione un'accurata rappresentazione dell'intero spettro cromatico. La rappresentazione fedele dei toni naturali permette una diagnosi più semplice e corretta.

### Prestazioni consistenti:

Le lampade **EOS** sono costruite con componenti di efficacia comprovata, progettate specificamente per l'odontoiatria.

### Non affaticano la vista:

L'innovativa distribuzione della luce crea un fascio di luce

## UNA SCELTA GREEN

### Basso consumo:

Nessun rumore. Nessun rumore è un bel rumore. La lampada **EOS** utilizza un innovativo metodo di raffreddamento passivo; pertanto, non essendoci emissione di calore, non è richiesta alcuna ventola.

### Economica ed ecosostenibile:


La lampada a **LED EOS** consuma il 75% in meno di energia delle lampade alogene ed è più luminosa di almeno il 20%. A bassa emissione di calore e priva di sostanze chimiche tossiche, produce pochi infrarossi e nessuna emissione di UV. Grazie alla durata prevista di 40.000 ore, inoltre, non dovrai mai sostituirla.

### Luce bianca perfetta:

Neutra. Il colore della luce, misurato in gradi Kelvin, ha un impatto su tutto ciò che fai come dentista. L'illuminazione a 4.500 K costanti, produce una luce bianca, pulita, bilanciata, simile alla luce solare.



 **SW SWIDENT SA**  
Via G. Cattori, 3  
6902 Paradiso  
Lugano  
Switzerland  
[www.swident.ch](http://www.swident.ch)

 **swident**  
WE SUPPORT YOUR PROFESSION

Direttore Commerciale:

**Feliciano Amodio**  
**Mob. 393 8875520**

**SWIDENT SRL**   
Via Rossini, 26  
40055 Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051 6258657  
info@swident.it  
[www.swident.it](http://www.swident.it)