



SEPARATORE di AMALGAMA per riuniti odontoiatrici

DDS2011



so easy
the Simple One®



Conforme a tutti i requisiti internazionali per la rimozione sicura del mercurio.

Grazie al suo design compatto, il separatore di amalgama The Simple One®, può essere installato a lato del riunito o in un piccolo spazio ricavato all'interno di un mobile. La rimozione dell'amalgama non è solo una procedura necessaria per il rispetto dell'ambiente, ma aiuta anche a salvaguardare la linea di aspirazione centrale. Intrappolando l'amalgama prima che possa raggiungere i filtri principali, solitamente molto costosi da sostituire, evita danni e possibili problemi importanti al sistema di aspirazione.

EVITA COSTOSE RIPARAZIONI, installa
The Simple One®.



- Nessun componente elettronico.
- Facile da utilizzare, non richiede manutenzione.
- Adatto a tutti i sistemi di aspirazione.
- Connesso direttamente alla linea di aspirazione.
- Prezzo molto competitivo se paragonato a tutti gli altri separatori di amalgama presenti sul mercato.
- Certificazione ISO 11143:2008.
- Prodotto negli U.S.A.
- Impedisce l'accumulo di amalgama ed altri materiali che potrebbero ostruire i tubi e provocare danni all'intero sistema di aspirazione.
- Elimina la necessità di installare un costoso sistema di filtri protettivi.
- Filtro autonomo, per evitare il contatto con il mercurio durante la sostituzione del dispositivo.
- Design flessibile per facilitare l'installazione anche in spazi stretti. (Salvaspazio occupa solamente 25,5 cm x 10,2 cm).
- Perfetto per rendere i vostri riuniti conformi alla nuova normativa internazionale.

Caratteristiche

- Dimensioni compatte: 25,5 cm x 10,2 cm.
- Si può montare a parete, all'interno oppure sotto armadietti/contatori per guadagnare spazio.
- Può essere montato sia verticalmente che orizzontalmente.
- Disponibili raccordi di diverse dimensioni per adattare il separatore a qualsiasi tipo di sistema di aspirazione.



Separatore di amalgama The Simple One®

Quando si tratta di separatori di amalgama
la scelta è semplice.
The Simple One®



CARLO DE GIORGI S.r.l.
VIA TONALE N. 1 – 20021 BARANZATE (MI)
www.degiorgi.it – info@degiorgi.it



numero verde
800-100793