

Faster^{ml}

Il mini laboratorio portatile
Mobile finishing unit



EDARREDO

Our Design, Your Wellness

La perfezione esige cura del dettaglio Perfection requires attention to detail

Materiali di altissima qualità, forme morbide e innovative, cura nei particolari, facilità di pulizia e velocità nello spostamento a seconda dell'operatività richiesta caratterizzano Faster.

L'unità di lavoro Faster, è il mini laboratorio portatile dedicato allo studio odontoiatrico, adatto per eseguire ritocchi e rifiniture. Sappiamo tutti quanto i dettagli distinguano la qualità di un prodotto; Faster, tecnologicamente evoluto, ha raggiunto il massimo grado di affidabilità per assistervi nella perfezione del "ritocco", riducendo tempi e spazio di lavoro.

Faster is recognizable by highest quality materials, innovative and fluent line, easy cleaning, attention to detail, transportability according to the operational requirements.

The mobile unit Faster is the new mobile laboratory dedicated to dental surgeries, ideal for finishing and final touches.

We all know that details are essential to the product quality; Faster is technologically advanced, unmatched for reliability: this all make it the perfect assistant to improve the finishing touches, minimizing time and space loss at work.



ON-OFF
Illuminazione ad alta resa cromatica
High chromatic stability lighting



ON-OFF
Pulitrice monoalbero
Single shaft polishing unit



ON-OFF
Comando aspirazione silenziosa
Quiet suction unit



+ -
Regolazione intensità aspirazione
Suction speed control



Unità di lavoro su ruote per ritocchi e rifinitura, corredata di pultrice monoalbero, impianto di aspirazione silenzioso ad alta efficienza con doppia bocchetta, sacchetto filtro in fibre sintetiche, supporto per manipo micro motore, illuminazione del posto lavoro ad alta resa cromatica e cupola in policarbonato con visore in cristallo curvato a protezione della zona di lavoro.

Mobile finishing unit, including single shaft polisher, silent suction system with high efficiency-double vent, synthetic fibres filter bag, housing for micromotor-handpiece, high performance lighting of the workspace, protection in polycarbonate with curved glass plate to protect the working area.



Caratteristiche Features

Dimensioni: L500 x P480 x H1120 mm
Size: W500 x D480 x H1120 mm

Peso: Kg. 50,00
Weight: Kg. 50,00

Dotazioni:

- pulitrice monoalbero a 1400 giri/minuto
- aspirazione silenziosa
- lampada ad alta resa cromatica
- interruttori per l'accensione delle singole funzioni
- protezione in policarbonato
- maniglia di trascinamento
- base con ruote autobloccanti
- alloggiamento per manipolo micromotore
- sacchetto filtro in fibre sintetiche

Standard equipment:

- single shaft polisher 1400 rpm
- silent suction system
- high chromatic stability lighting
- switches for individual appliances
- polycarbonate protection
- built-in handle for easy carrying
- support base with self-braking castors
- housing for micromotor-handpiece
- synthetic fibres filter bag

Potenza: 220 V / 50 Hz / 525 W
Power supply: 220 V / 50 Hz / 525 W

