


Quadro

DESIGN: GIANPAOLO PRADAL



Loran
everyday passion



Quadro

Quadro è il gruppo igiene di Loran più compatto e minimale. In soli 50 cm racchiude tutto il necessario. Grazie ai dispenser inferiori e ai due fori laterali tutto è a portata di mano.

Quadro is Loran's most compact and minimal hygiene unit. In just 50 cm it contains everything you need. Thanks to the lower dispensers and the two side holes, everything is within reach.

Quadro ist die kleinste und kondensierteste Hygieneinheit von LORAN. Auf nur 50 cm ist alles Notwendige vorhanden. Dank der unteren Spender und der seitlichen Öffnungen ist alles jederzeit griffbereit.

Quadro est le module d'hygiène de LORAN le plus petit et le plus compact. Tout le nécessaire est mis à disposition sur seulement 50 cm. Grâce aux distributeurs en-dessous et aux ouvertures latérales, tout est à portée de main.

Quadro es la unidad de higiene más compacta y minimalista de Loran. Contiene todo lo que se necesita en solo 50 cm. Gracias a los dispensadores inferiores y a los dos huecos laterales, todo está al alcance de la mano.

Quadro | Practical and functional

A | 2 alloggiamenti per guanti o salviette

2 compartments for gloves or tissues
2 logements pour gants ou serviettes
2 Fächer für Handschuhe oder Tücher
2 compartimentos para guantes o toallitas

B | 1 vano di stoccaggio

1 storage space | 1 compartiment pour stockage | 1 Aufbewahrungsfach | 1 compartimento para almacenamiento

C | 1 alloggiamento per bavagli o cannule

1 compartment for dental bibs or cannulas | 1 logement pour bavoires ou canules | 1 Fach für Patientenumhänge oder Speichelsauger | 1 compartimento para baberos o cánulas

D | 1 alloggiamento per mascherine

1 compartment for masks | 1 logement pour masques | 1 Fach für Mundschutzmasken | 1 compartimento para máscaras

E | 1 distributore di bicchieri

1 glass dispenser | 1 distributeur de gobelets | 1 Becherspender | 1 dispensador de vasos

F | 1 distributore di sapone automatico con fotocellula

1 soap dispenser with photocell | 1 distributeur automatique de savon avec cellule photoélectrique | 1 automatischer Seifenspender mit Fotozelle | 1 dispensador automático de jabón con fotocélula

Praticità in dimensioni ridotte:

L500 x H520 x P160 mm

Practicality in small dimensions:
L500 x H520 x P160 mm

Fonctionnalité dans des dimensions réduites:
L500 x H520 x P160 mm

Funktionalität mit geringen Abmessungen:
L500 x H520 x P160 mm

Practicidad en tamaño reducido:
L500 x H520 x P160 mm

