

XKER X6.0 IOS

Intra Oral Scanner



BASE STABILE

Un'unica base, robusta e stabile. Sulla linea di mobili, su servomobile o direttamente sulla tavoletta a riunito, il manipolo alloggerà sempre in posizione sicura ed ergonomica.

SISTEMA ANTI APPANNAMENTO

Un circuito di ventilazione integrato nel manipolo previene l'appannamento del prisma.

PUNTALE AUTOCLAVABILE

Compresi in dotazione 5 puntali autoclavabili fino a 150 cicli (134°/4 minuti)

PULSANTE SCAN

Un unico comando sul manipolo per avviare e arrestare la scansione e selezionare il processo successivo senza necessità di agire sul computer.

PULSANTE ACCENSIONE

MANIPOLO LEGGERO

Appena 350 grammi.



Perché prendere l'impronta digitale

- 1 Offre un'esperienza più piacevole per il paziente.
- 2 Riduce il tempo in poltrona e i tempi del trattamento.
- 3 È uno strumento diagnostico ad alta precisione.
- 4 Riduce gli errori di processo.
- 5 Permette di accedere ai benefici del workflow digitale.
- 6 Evita l'acquisto del materiale di impronta.

Perché scegliere XKER X6.0 IOS

SCANSIONE A COLORI

La visualizzazione finale del modello 3D viene realizzata in tempo reale. I colori sono realistici e le immagini ricche di dettagli, così da poter interpretare al meglio l'area di interesse.

TELECAMERA 2D

Puoi utilizzare X6.0 IOS anche come telecamera intraorale per realizzare e archiviare immagini 2D. Contestualmente alla scansione, puoi scattare foto 2D ad alta definizione.

STABILITÀ E MOBILITÀ

La base può essere spostata facilmente e appoggiata su qualsiasi supporto. È studiata per rimanere stabile, con il manipolo comodamente raggiungibile.

SISTEMA APERTO

I file di scansione di X6.0 IOS sono esportabili in due diversi formati. Il più diffuso e universale STL ed il PLY, contenenti anche le informazioni della texture a colori.

INVESTIMENTO VANTAGGIOSO

X6.0 IOS garantisce un alto ritorno dell'investimento, coniugando le più innovative tecnologie con un prezzo accessibile. Non solo permette di risparmiare sui materiali da impronta e sui tempi di lavoro, ma comporta anche una maggior soddisfazione del cliente.

COSTO CHIARO E CERTO

Per l'acquisto di X6.0 IOS sosterrai un'unica spesa iniziale, e non avrai alcun costo aggiuntivo per costi di gestione, aggiornamenti e gestione dei file di scansione.

EURODENT garantisce il funzionamento di X6.0 IOS secondo le specifiche per un periodo di 2 anni (sono esclusi prodotti di terze parti come il PC, prodotti di consumo, batterie e cavi)