

I cicli di sterilizzazione di Lina

Ciclo di sterilizzazione		B-Universal 134		B-Prion 134		B-Universal 121	S naked 134 (opzionale)
Temperatura:		134 °C		134 °C		121 °C	134 °C
Tempo di attesa (minuti):		4'		18' 30''		20' 30''	4'
Durata complessiva del ciclo (minuti) compresa asciugatura completa:		Automatico da	Carico normale	Automatico da	Carico normale	Automatico da	Automatico da
	Lina 17	25'–49'	45'	40'–64'	60'	63'–71'	20'–26'
	Lina 22	28'–52'	48'	43'–67'	63'	65'–74'	21'–27'
Lina 17 - Carichi: Lina 22 - Carichi:		massimo 3,5–5,5(1) kg/normale 2 kg/massimo poroso 0,5–1,5(2) kg massimo 4–6(3) kg/normale 2 kg/massimo poroso 0,5–2(4) kg					max 4 kg non imbustato
Lina 17/22 - Contenitori:		massimo 6 kg					–
Cicli di prova:		Helix/Bowie e Dick/Vuoto					

Articolo dotato di: cestello porta-tray ruotabile, 3 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiavetta USB da 8 GB, aprisportello, cicli di collaudo preventivi

Lina

Denominazione sociale	Lina	
Tipo:	RIK-117	RIK-122
Capacità della camera:	17 l	22 l
Alimentazione:	200–240 V AC; 50 Hz o 60 Hz; 10 A; monofase	200–240 V AC; 50 Hz o 60 Hz; 10 A; monofase
Potenza assorbita:	2,0–2,4 kW	
Dimensioni complessive (LxAxP):	465 × 452 × 646 mm	
Peso (vuoto):	40 kg	42 kg
Serbatoio acqua pulita/sporca:	4,8/4,8 l	
Area operativa:	da 7 a 10 cicli	
Spazio disponibile nella camera (LxAxP):	195 × 195 × 312 mm	195 × 195 × 400 mm
Possibilità di innesto:	1 innesto USB (1 porta supplementare opzionale nella parte posteriore), valvola automatica di riempimento acqua (opzionale)	